



Rigenerazione cutanea con tubi al collagene di Original Hanau

Giorno dopo giorno, la nostra pelle è esposta agli influssi ambientali, che accelerano il processo di invecchiamento cutaneo. Oltre a ciò, con l'andare del tempo la pelle perde la sua flessibilità e la sua capacità di rigenerarsi e comincia ad apparire le rughe.

I processi naturali di rinnovamento della pelle, soprattutto in caso di lesioni, consentono alla pelle di rigenerarsi: le cellule vecchie vengono eliminate per stimolare la rigenerazione di cellule nuove.

Il collagene, una proteina strutturale poco elastica alla trazione, conferisce stabilità alla pelle. Particolari cellule, chiamate fibroblasti, stimolano la formazione di collagene durante il processo di rinnovamento cutaneo: la pelle diventa più elastica.

La luce "rossa", grazie alle sue caratteristiche spettrali riesce a penetrare nella pelle in profondità, là dove si trovano anche le fibre collagene ed altre fibre elastiche. Questo stimola la circolazione del sangue ed il metabolismo e favorisce la rigenerazione cutanea.

I tubi HN-Sunlight al collagene emettono luce rossa modulata nel raggio di lunghezze d'onda di 590-640nm. In questo modo emettono una radiazione "rossa" che stimola il collagene e accelera la rigenerazione cutanea.



S. & S.di Zambetta Giovanni
Via Giotto,2/D Certosa di Pavia (PV) 27012
P.I.02240320180 R.I. 257371
Tel/Fax: 0382933969
info@sun-service.org-www.sun-service.org

La luce rossa stira le rughe

I tubi al collagene di Original Hanau agiscono nella fascia di lunghezza d'onda compresa tra i 590 ed i 640nm. Questa luce speciale rossa ed il vicino infrarosso dispongono della radiazione effettiva di luce che raggiunge lo strato di collagene. Il collagene e le fibre di elastina si trovano ad una profondità compresa fra i 0,3 mm ed i 3,5 mm sotto la pelle. La radiazione infrarossa viene applicata per risolvere



problemi cosmetici ma anche problemi di salute. Vari studi dimostrano i cambiamenti sani e favorevoli dell'immagine cutanea attraverso l'impiego di luce rossa.

Le applicazioni iniziali dovrebbero avere una frequenza bi-settimanale e durare dai 15 ai 20 minuti, a seconda della potenza del tubo. La durata di trattamento raccomandata dovrebbe protrarsi per almeno 8-10 settimane.



La pelle si presenta più distesa e le occhiaie si riducono grazie alla migliore rigenerazione cellulare. I probandi riferiscono che grazie alla stimolazione con "luce collagene", la pelle sembra non solo più liscia ma anche più fresca.

Programma lampade e tubi al collagene

L'ottimizzazione della nostra fascia produttiva di tubi e lampade Original Hanau rende possibile un adattamento individuale a tutti i modelli di apparecchiature al collagene.

Tipo di tubo - Magic Sun	No. identificazione	Potenza nominale/W	Lunghezza / (mm)	Durata di vita utile/h
OH M Collagen 180 R, 2,0m	80040723	180	2000	1000
OH M Collagen 160 R	80040721	160	1760	1000
OH M Collagen 100 R	80040743	100	1760	1000
OH M Slim Collagen 25	80040722	25	515	1000
OH M Slim Collagen 15	80040755	15	288	1000
Tipo di tubo - Classics				
OH C Collagen 180 R, 2,0m	80040774	180	2000	700
OH C Collagen 160 R	80040775	160	1760	700
OH C Collagen 140 R	80040770	140	1500	700
OH C Collagen 100 R	80040777	100	1760	700
OH C Collagen 80 R	80040771	80	1500	700
OH C Slim Collagen 25	80040778	25	515	700
OH C Slim Collagen 15	80040779	15	288	700
Tipo di lampada				
OH Collagen 30/50 E	80040791	300-500	108,5	500
OH Collagen 30/50 S	80040800	300-500	106	500



S. & S.di Zambetta Giovanni
Via Giotto,2/D Certosa di Pavia (PV) 27012
P.I.02240320180 R.I. 257371
Tel/Fax: 0382933969
info@sun-service.org-www.sun-service.org